

DECISION D'APPROBATION DE MODELE  
N° 93.00.615.003.1 DU 1ER OCTOBRE 1993

## Bascule à équilibre automatique BALEA modèle SWR 07 SSI (CLASSE III)

LA PRESENTE DECISION EST PRONONCEE EN APPLICATION DU DECRET N° 88-682 DU 6 MAI 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE ET DU DECRET N° 91-330 DU 27 MARS 1991 (ARTICLE 10), MODIFIE PAR LE DECRET N° 93-973 DU 27 JUILLET 1993, REGLEMENTANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE : INSTRUMENTS DE PESAGE A FONCTIONNEMENT NON AUTOMATIQUE.

### FABRICANTS

Société BALEA, Zone Artisanale des Avants,  
BP 7, 34270 Saint Mathieu de Tréviérs.

S.S.I. (SUPPORT SYSTEME INTERNATIO-  
NAL), 188, rue du Caducée, Parc Euromédecine,  
34100 Montpellier.

### DEMANDEUR

Société BALEA, 34270 Saint Mathieu de Tré-  
viérs.

### OBJET

La présente décision complète la décision  
n° 92.00.615.003.1 du 22 septembre 1992 (1) re-  
lative aux balances à équilibre automatique BA-  
LEA modèle SWR 07 SSI et prolonge sa validité  
jusqu'au 31 décembre 2002.

### CARACTERISTIQUES

La balance à équilibre automatique BALEA mo-  
dèle SWR 07 SSI faisant l'objet de la présente

(1) *Revue de Métrologie*, septembre 1992, page 1341.

décision diffère du modèle incluant le lit CLINI-  
TRON AFX comme dispositif récepteur de char-  
ge et ayant fait l'objet de la décision précitée  
par :

- l'utilisation d'un lit de type STANDARD ou PEDIATRIE ou BAS PROFIL comme dispositif récepteur de charge,
- les charges mortes des lits types PEDIATRIE et BAS PROFIL qui sont réduites,
- la hauteur du soubassement du lit type BAS PROFIL qui est réduite,
- l'emplacement du coffret de commande qui est situé :
  - dans le socle du lit pour le type STANDARD,
  - sur un support indépendant pour le lit type PEDIATRIE,
  - sur le cadre orthopédique pour le lit BAS PROFIL.

Les autres caractéristiques sont identiques à  
celles de la décision précitée.

### CONDITIONS PARTICULIERES D'UTILISATION

Les limites particulières de fonctionnement en  
température de la balance BALEA modèle SWR  
07 SSI sont : + 10 °C, + 40 °C.

### INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

La plaque d'identification et la plaque de poin-  
çonnage de la balance BALEA modèle SWR 07  
SSI sont fixées sur le coffret de commande. La  
plaque d'identification doit porter le numéro et

la date de la présente décision, le rappel des caractéristiques métrologiques, la classe de précision et les mentions suivantes :

"INTERDIT POUR TOUTE TRANSACTION"

"AUTORISE POUR USAGE MEDICAL"

"CONDITIONS REGLEMENTAIRES D'UTILISATION : + 10 °C, + 40 °C".

De plus, les caractéristiques métrologiques et les conditions particulières d'utilisation sont rappelées à proximité des résultats de pesage.

#### DEPOT DE MODELE

Plans et schémas déposés à la sous-direction de la métrologie, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Languedoc-Rousillon et chez les fabricants.

#### VALIDITE

La présente décision est valable jusqu'au 31 décembre 2002.

#### ANNEXES

Photographies n<sup>os</sup> 6021-1, 2 et 3.

---

POUR LE MINISTRE ET PAR DELEGATION :

PAR EMPECHEMENT DU DIRECTEUR DE L'ACTION REGIONALE  
ET DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE,  
L'INGENIEUR EN CHEF DES INSTRUMENTS DE MESURE,

J. HUGUNET

---



■ N° 6021-1  
BASCULE A EQUILIBRE AUTOMATIQUE BALEA SWR 07 SSI



*Boîtier monté sur servante*



■ N° 6021-2

BASCULE A EQUILIBRE AUTOMATIQUE BALEA SWR 07 SSI

*Lit BAS PROFIL*



*Boîtier monté sur le cadre orthopédique*



■ N° 6021-3  
BASCULE A EQUILIBRE AUTOMATIQUE BALEA SWR 07 SSI



*Boîtier encastré dans le piédestal*

